

Elastisk binda
90% Cotton, steril



Ingående delar/material

Material: 90 % bomull
10 % polyamid

Totalvikt:

Vikt

ca 145 g/m²

Färg

Oblekt

Längd

osträckt: ca 2,2 m
utsträckt: ca 4,2 m

Elasticitet: ca 100%

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

medicinskt papper/plast
ask med lock
kartong

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

| Art.nr. | Storlek | ST/IFP | St/AFP | St/TFP | MBA |
|---------|-------------|--------|--------|---------------|-----|
| 3258151 | 6 cm x 4 m | 1 | 10 | 12 x 10 = 120 | TFP |
| 3258152 | 8 cm x 4 m | 1 | 10 | 12 x 10 = 120 | TFP |
| 3258153 | 10 cm x 4 m | 1 | 10 | 6 x 10 = 60 | TFP |
| 3258154 | 12 cm x 4 m | 1 | 10 | 6 x 10 = 60 | TFP |
| 3258155 | 15 cm x 4 m | 1 | 10 | 6 x 10 = 60 | TFP |

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Flergångsbinda för fixering, stöd och avlastning

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en binda.
2. Fixera med önskad teknik.
3. Observera att bindan endast är steril vid första användningstillfället.

Tvättråd



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

| | |
|--|--|
| | Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014 |
| | CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is |
| | Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad. |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

| | |
|--|---|
| | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
| | Produkten innehåller inte naturlatex |

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium