


Skalpellblad/Knivblad Kolstål, Steril



| Ingående delar/material | Material | Färg |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Knivblad: | Kolstål (Carbon steel) | Metall/Silver |
| Knivbladsskydd: | Aluminium | Aluminium |
| Metall hårdhet: | >800HV | |
| Förpackningar | Material | Avfallshantering* |
| Innerförpackning IFP | Aluminium | metall |
| Avdelningsförpackning AFP | kartong | papper/kartong/brännbart |
| Transportförpackning TFP | korrugerad kartong | kartong |

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

| Art.nr. | Stl nr | St/IFP | St/AFP | St/TFP | MBA |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 02858 | 10 | 1 | 100 | 4000 | TFP |
| 02860 | 11 | 1 | 100 | 4000 | TFP |
| 02862 | 12 | 1 | 100 | 4000 | TFP |
| 02866 | 15 | 1 | 100 | 4000 | TFP |
| 02872 | 21 | 1 | 100 | 4000 | TFP |
| 02873 | 22 | 1 | 100 | 4000 | TFP |
| 02874 | 23 | 1 | 100 | 4000 | TFP |

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Steril skalpellblad/knivblad.

Bruksanvisning






Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna blisterförpackningen (bibeåll sterilitet).
2. Ta ut skalpellbladet/knivbladet.
3. Utför procedur.
4. Kassera skalpellbladet/knivbladet enligt lokala anvisningar.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

| | |
|---|---|
|  | Medicinteknisk produkt |
|  | CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass IIa |
|  | Produkt steriliserad genom strålning. |
|  | Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten |
|  | Använd inte produkten om förpackningen är skadad. |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

| | |
|---|---|
|  | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
|  | Produkten innehåller inte naturlatex |

Övrigt


Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt




och ansluten till



 **Manufacturer:**
Razormed Inc.
B3 Infocity, Sector 33-34
Gurgaon 122001, Haryana
India (IN)
www.razormed.com

 **Importer:**
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

 **EC-REP:**
Advena Ltd.
Tower Business Centre
2nd Flr. Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta